



Description d'article

Numéro de commande	60.9921.829
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 97 x 16 mm, matériau : PS, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 97 x 16 mm, PS

Page 2

Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	97 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.052 cbm
Poids du produit	0.0077 kg
Poids du carton	8.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917151122
Code EAN du carton d'emballage	4038917027700

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-24

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT