



Description d'article

Numéro de commande	60.9922.115
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 25 ml, (L x Ø) : 54 x 27 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	25 ml

Dimensions

Diamètre	27 mm
Longueur du produit	54 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	14000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	238 mm
Volume du carton	0.0407 cbm
Poids du produit	0.0082 kg
Poids du carton	4.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917151238
Code EAN du carton	4038917027731
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

