



Description d'article

Numéro de commande	60.9924.296
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, forme du fond : conique, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, stérile, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	conique
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	32000
Poids du produit	0.0056 kg
Poids du carton	6.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917556811
Code EAN du carton d'emballage	4038917556804

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

