



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.467.012
Description d'article	Tube, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 100 x 13 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	100 mm
Longueur du produit	100 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	56000
Volume du carton	0.0649 cbm
Poids du produit	0.0041 kg
Poids du carton	9.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917106856
Code EAN du carton d'emballage	4038917032599

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

