



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.476.020
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon à pression, avec aplat, étiquette/impression: vert, avec graduation, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	80000
Volume du carton	0.0382 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	6.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917107389
Code EAN du carton d'emballage	4038917226073

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

