



Description d'article

Numéro de commande	62.476.326
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: vert, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Dimensions

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 2000
pièces / pallet 80000
Volume du carton 0.0382 cbm
Poids du produit 0.0028 kg
Poids du carton 6.12 kg
Code EAN de la boîte 4038917368124
Code EAN du carton
d'emballage 4038917368117

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

