

# Spécification de produit Tube, 7 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, PS, avec aplat

Page 1



## **Description d'article**

Numéro de commande 62.486.300

Description d'article Tube, volume de travail : 7 ml,  $(L \times \emptyset)$  : 50 x 16 mm,

matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation,

1 000 pièce(s)/sachet

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression avec aplat Couleur impression/étiquette blanc Graduation oui

Type de fermeture bouchon pression

Forme du fond fond plat Volume de travail 7 ml

#### **Dimensions**

Diamètre 16 mm Hauteur du produit 50 mm Longueur du produit 50 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





# Spécification de produit Tube, 7 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, PS, avec aplat

Page 2

### Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 2000 pièces / pallet 72000 Volume du carton 0.0492 cbm Poids du produit 0.0028 kg Poids du carton 6.1 kg

 Code EAN de la boite
 4038917368155

 Code EAN du carton
 4038917368148

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

