



Description d'article

Numéro de commande	62.503.210
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 6,5 ml, Ø: 13 mm, fond rond, transparent, sans bouchon, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Opacité aux U.V.	non
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	6,5 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Dimensions

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	90 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	72000
Profondeur du carton	398 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 6,5 ml, Ø: 13 mm, avec aplat

Page 2

Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0027 kg
Poids du carton	6.12 kg
Code EAN de la boîte	4038917429061
Code EAN du carton d'emballage	4038917429054

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT