



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, PP, bouchon séparé

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 62.504.039 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, marron, matériau : PP, avec aplat, étiquette/impression: noir, avec graduation, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/carton |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|---------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | noir |
| Graduation | oui |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Opacité aux U.V. | oui |
| Forme du fond | fond rond |
| Volume de travail | 5 ml |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2024-03-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, PP, bouchon séparé

Page 2

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur du produit | 75 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | marron |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 40000 |
| Profondeur du carton | 458 mm |
| Largeur du carton | 408 mm |
| Hauteur du carton | 205 mm |
| Volume du carton | 0.0383 cbm |
| Poids du produit | 0.0039 kg |
| Poids du carton | 4.39 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917413008 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917412995 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2024-03-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT