



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.536.009
Description d'article	Tube, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Hauteur du produit	50 mm
Longueur du produit	50 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	72000
Volume du carton	0.0492 cbm
Poids du produit	0.002 kg
Poids du carton	5.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917110037
Code EAN du carton d'emballage	4038917033107

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

