



### Description d'article

Numéro de commande	62.543.030
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 30 ml, (L x Ø) : 107 x 25 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, blanc, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: noir, avec graduation, 125 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	30 ml
Centrifugation max (FCR)	8800 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	25 mm
Longueur du produit	107 mm
Longueur avec bouchon	110 mm
Longueur sans bouchon	107 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	125
pièces / carton	500
pièces / pallet	12000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	415 mm
Volume du carton	0.0657 cbm
Poids du produit	0.0122 kg
Poids du carton	6.84 kg
Code EAN de la boîte	4038917111713
Code EAN du carton d'emballage	4038917076203

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

