



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.548.101
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 114 x 28 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, HD-PE, bouchon : rouge, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, 25 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	50 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	114 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	300
pièces / pallet	8400
Volume du carton	0.0649 cbm
Poids du produit	0.0149 kg
Poids du carton	4.99 kg
Code EAN de la boîte	4038917376280
Code EAN du carton d'emballage	4038917376273

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

