



Description d'article

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande | 62.554.009 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon à vis, bleu, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 50 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | blanc |
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon à vis standard |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 15 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 10500 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur du produit | 120 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (PE-HD) |
| Couleur du bouchon | bleu |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 28000 |
| Profondeur du carton | 380 mm |
| Largeur du carton | 280 mm |
| Hauteur du carton | 220 mm |
| Volume du carton | 0.0234 cbm |
| Poids du produit | 0.0065 kg |
| Poids du carton | 3.87 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917405829 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917405812 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

