



Description d'article

Numéro de commande	62.554.205
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 50 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	120 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton intérieur	300 mm
Largeur du carton intérieur	340 mm
Hauteur du carton intérieur	100 mm
Profondeur du carton	429 mm
Largeur du carton	391 mm
Hauteur du carton	219 mm
Volume du carton	0.0366 cbm
Poids du produit	0.0073 kg
Poids du carton	4 kg
Code EAN de la boîte	4038917113144
Code EAN du carton d'emballage	4038917033497

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

