



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 62.554.502 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, HD-PE, bouchon : rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, exempt d'ADN, de DNase/RNase, apyrogène/exempt d'endotoxines, non cytotoxique, stérile, 50 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | blanc/bleu |
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon à vis standard |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 15 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur du produit | 120 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | rouge |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--|
| Satisfait les exigences | IATA |
| Catégorie de produit | Diagnostic in-vitro, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | exempt d'ADN, de DNase/RNase, apyrogène/exempt d'endotoxines, non cytotoxique, stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Apyrogène | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 20000 |
| Profondeur du carton | 598 mm |
| Largeur du carton | 398 mm |
| Hauteur du carton | 165 mm |
| Volume du carton | 0.0393 cbm |
| Poids du produit | 0.0063 kg |
| Poids du carton | 3.74 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917113182 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917013932 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

