



Description d'article

Numéro de commande	62.555.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 30 ml, (L x Ø) : 84 x 30 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	30 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 30 ml, (L x Ø) : 84 x 30 mm, PP, avec aplat

Page 2

Dimensions

Diamètre	30 mm
Longueur du produit	84 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	450
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	450
pièces / pallet	12600
Profondeur du carton	588 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	255 mm
Volume du carton	0.0597 cbm
Poids du produit	0.011 kg
Poids du carton	5.71 kg
Code EAN de la boîte	4038917113205
Code EAN du carton d'emballage	4038917013949

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT