



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 30 ml, (L x Ø) : 84 x 30 mm, PP, avec aplat

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	62.555
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 30 ml, (L x Ø) : 84 x 30 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	30 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	30 mm
Longueur du produit	84 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	450
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	450
pièces / pallet	10800
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	415 mm
Volume du carton	0.0657 cbm
Poids du produit	0.011 kg
Poids du carton	5.83 kg
Code EAN de la boîte	4038917082433
Code EAN du carton d'emballage	4038917079754

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

