



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.557.002
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 4,5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	4,5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 4,5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, PP, avec aplat**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	56000
Volume du carton	0.029 cbm
Poids du produit	0.0046 kg
Poids du carton	5.15 kg
Code EAN de la boîte	4038917113342
Code EAN du carton d'emballage	4038917065092

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-04-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**