



Description d'article

Numéro de commande	62.558.201
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 57 x 15,3 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, Plage d'écriture, avec graduation, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	15.3 mm
Longueur du produit	57 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.0345 cbm
Poids du produit	0.0037 kg
Poids du carton	4.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917113472
Code EAN du carton d'emballage	4038917280730

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

