



Description d'article

Numéro de commande	62.559.010
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 115 x 28 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: bleu/blanc, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	bleu/blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	50 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	115 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	300
pièces / pallet	7200
Profondeur du carton	588 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	270 mm
Volume du carton	0.0632 cbm
Poids du produit	0.0146 kg
Poids du carton	5.07 kg
Code EAN de la boîte	4038917113571
Code EAN du carton d'emballage	4038917066020

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

