



Description d'article

Numéro de commande	62.559.101
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 115 x 28 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, 25 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	50 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	115 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	300
pièces / pallet	8400
Volume du carton	0.0649 cbm
Poids du produit	0.0155 kg
Poids du carton	5.19 kg
Code EAN de la boîte	4038917376372
Code EAN du carton d'emballage	4038917376365

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

