



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.559.102
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 115 x 28 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, 25 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	50 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 50 ml, (L x Ø) : 115 x 28 mm, PP, avec aplat**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre 28 mm  
Longueur du produit 115 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon rouge

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 300  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 25  
pièces / carton 300  
pièces / pallet 8400  
Volume du carton 0.0649 cbm  
Poids du produit 0.0268 kg  
Poids du carton 8.71 kg  
Code EAN de la boîte 4038917376433  
Code EAN du carton d'emballage 4038917376426

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**