



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.9924.272
Description d'article	Tube, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.052 cbm
Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	5 kg
Code EAN de la boîte	4038917155120
Code EAN du carton d'emballage	4038917037525

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

