

# Spécification de produit Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec graduation imprimée

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 62.9924.274

Description d'article Tube, volume de travail : 10 ml, (L x  $\emptyset$ ) : 100 x 16 mm,

matériau : PP, fond conique, translucide, cape à pression, jaune, bouchon assemblé, avec graduation imprimée, étiquette/impression: blanc, avec graduation, stérile, 100

pièce(s)/sachet

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression avec graduation imprimée

Couleur impression/étiquette blanc Graduation oui

Bouchon cape à pression standard

Type de fermeture cape à pression Forme du fond fond conique

Volume de travail 10 ml
Centrifugation max (FCR) 5000 x g

Température de centrifugation 21
Durée de centrifugation 15 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





## Spécification de produit Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec graduation imprimée

Page 2

#### **Dimensions**

Diamètre 16 mm Longueur du produit 100 mm

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit translucide

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon jaune

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

#### Pureté et certification

Satisfait les exigences scellé à 18"hg/10 min

Catégorie de produit Appareil, selon la directive sur les machines ou les

équipements, CE

Certifié CE CE
Sans latex oui
Label de pureté stérile
Apyrogène non
Fiche de données de sécurité non

#### Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet 100 pièces / boite pièces / carton 1000 48000 pièces / pallet Profondeur du carton 608 mm Largeur du carton 264 mm Hauteur du carton 324 mm Volume du carton 0.0515 cbm

Poids du carton 6 kg

 Code EAN de la boite
 4038917155144

 Code EAN du carton
 4038917037549

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

