

Spécification de produit Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec graduation imprimée

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 62.9924.282

Description d'article Tube, volume de travail : 10 ml, (L x \emptyset) : 100 x 16 mm,

matériau : PP, fond conique, translucide, avec graduation imprimée, étiquette/impression: blanc, avec graduation,

1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression avec graduation imprimée


Couleur impression/étiquette blanc Graduation oui

Forme du fond fond conique

Volume de travail 10 ml Centrifugation max (FCR) 5000 x g

Température de centrifugation 21 Durée de centrifugation 15 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec graduation imprimée

Dimensions

Diamètre 16 mm Longueur du produit 100 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit translucide

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences scellé à 18"hg/10 min

Sans latex oui
Apyrogène non
Fiche de données de sécurité non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 2000 pièces / pallet 64000 Profondeur du carton 548 mm Largeur du carton 373 mm Hauteur du carton 408 mm Volume du carton 0.0834 cbm

Poids du carton 10 kg

Code EAN de la boite 4038917155175 Code EAN du carton 4038917398374

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

