



Spécification de produit
Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec
graduation imprimée

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	62.9924.285
Description d'article	Tube, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, fond conique, translucide, avec graduation imprimée, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec graduation imprimée
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Température de centrifugation	21
Durée de centrifugation	15 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec
graduation imprimée

Page 2

Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	324 mm
Volume du carton	0.0519 cbm
Poids du carton	4.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917157391
Code EAN du carton	4038917157384
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT