



Spécification de produit
Tube, 30 ml, (L x Ø) : 80 x 28 mm, PS, avec
étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	63.9922.217
Description d'article	Tube, volume de travail : 30 ml, (L x Ø) : 80 x 28 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: jaune, stérile, 50 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune
Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	30 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Tube, 30 ml, (L x Ø) : 80 x 28 mm, PS, avec
étiquette papier

Page 2

Dimensions

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	80 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton	604 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0.06 cbm
Poids du carton	5.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917151375
Code EAN du carton	4038917037785
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-29

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT