



**Spécification de produit**  
**Tube, 30 ml, (L x Ø) : 80 x 28 mm, PS, avec**  
**étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	63.9922.232
Description d'article	Tube, volume de travail : 30 ml, (L x Ø) : 80 x 28 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: jaune, stérile, 1 pièce(s)/blister

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune
Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	30 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



### **Dimensions**

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	80 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	300
pièces / pallet	9000
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	408 mm
Volume du carton	0.0834 cbm
Poids du carton	4.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917151412
Code EAN du carton	4038917037808
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

