

Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 47 x 20 mm, PC

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 71.9923.610

Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, ($L \times \emptyset$) :

47 x 20 mm, matériau : PC, fond plat, transparent, bouchon

à vis, transparent, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation non

Type de fermeture bouchon à vis Forme du fond fond plat

Volume de travail 7 ml

Dimensions

Diamètre 20 mm Longueur du produit 47 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 47 x 20 mm, PC

Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polypropylène (PP)

Couleur du bouchon transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 500 pièces / carton 1000 pièces / pallet 36000 Profondeur du carton 608 mm 324 mm Largeur du carton Hauteur du carton 264 mm Volume du carton 0.052 cbm Poids du produit 0.0064 kg Poids du carton 7.2 kg

 Code EAN de la boite
 4038917154468

 Code EAN du carton
 4038917027861

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

