



Description d'article

Numéro de commande	75.9922.420
Description d'article	Becher multi-usage, volume de travail max. : 120 ml, (L x Ø) : 105 x 44 mm, transparent, bouchon : jaune, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon assemblé, stérile, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	120 ml

Dimensions

Volume nominal	120 ml
Diamètre	44 mm
Hauteur du produit	105 mm
Longueur du produit	105 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Becher multi-usage, 120 ml, (L x Ø) : 105 x 44 mm,
gradué(e), PP, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	250
pièces / pallet	4000
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0.0834 cbm
Poids du produit	0.0188 kg
Poids du carton	5.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917151863
Code EAN du carton d'emballage	4038917038461

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-29

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT