



Description d'article

Numéro de commande	97.8700.423
Description d'article	TS-Power-Pack Li-Ion, Accumulateur Li-ion pour un fonctionnement indépendant du réseau du dispositif TOPSWING, avec système électronique intégré
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Puissance de la batterie	6750 mAh

Dimensions

Largeur du produit	7 cm
Hauteur du produit	7 cm
Longueur du produit	20 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.



Matériau et coloris

Couleur du produit noir

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical

Certifié CE CE

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur carton

pièces / boîte 1

pièces / carton 1

Volume du carton 0.0039 cbm

Poids du produit 0.95 kg

Poids du carton 1.09 kg

Code EAN de la boîte 4028339632422

Code EAN du carton
d'emballage 4028339632415

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

