



Description d'article

Numéro de commande	97.8700.433
Description d'article	Module TS-Level, pour l'adaptation de la hauteur du dispositif TOPSWING d'env. 9 cm pendant le don, empilable

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
-----------------------	---------------------------------------------

Dimensions

Largeur du produit	26 cm
Hauteur du produit	10 cm
Longueur du produit	48 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0.03 cbm
Poids du produit	1 kg
Poids du carton	1.5 kg
Code EAN de la boîte	4028339633023
Code EAN du carton d'emballage	4028339633016

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

