



### Description d'article

Numéro de commande	97.8700.440
Description d'article	Scanner TOUCH 65 PRO, Lecteur de code-barres avec prise pour TOPSWING
Code NACRES	LB.02

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
-----------------------	---

### Dimensions

Largeur du produit	7 cm
Longueur du produit	16 cm

### Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### Pureté et certification

Catégorie de produit	Appareil, selon la directive sur les machines ou les équipements, CE
Certifié CE	CE
Alloti	non

### Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	260
Volume du carton	0.0056 cbm
Poids du produit	0.24 kg
Poids du carton	0.39 kg
Code EAN de la boîte	4028339633429
Code EAN du carton d'emballage	4028339633412

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

