



Description d'article

Numéro de commande	97.8700.449
Description d'article	Fixation Multi Touch Pro, Support de paillasse pour le scanner radio Multi Touch Pro

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
-----------------------	---

Dimensions

Largeur du produit	10 cm
Hauteur du produit	6 cm
Longueur du produit	30 cm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0.0039 cbm
Poids du produit	0.38 kg
Poids du carton	0.52 kg
Code EAN de la boîte	4028339635829
Code EAN du carton d'emballage	4028339635812

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

