



Description d'article

Numéro de commande	97.8700.105
Description d'article	TRANSWAAG PRO, Dispositif de mélange et de pesage de sang, fonctionnement sur batterie possible
Code NACRES	NB.73

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Interface	1 x Anschluss für Scanner, 2 x USB, 1 x RS-232, 1 x RJ-45, 1 x Akku
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	24 W
Type de batterie	Accumulateur lithium-ion
Puissance de la batterie	6750 mAh

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Largeur du produit	18 cm
Hauteur du produit	25 cm
Longueur du produit	37.6 cm

Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0482 (MedCert)
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	42
Volume du carton	0.0341 cbm
Poids du produit	2.01 kg
Poids du carton	3.32 kg
Code EAN de la boîte	4028339620122
Code EAN du carton d'emballage	4028339620115

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

