



Description d'article

Numéro de commande	79.8701.502
Description d'article	Poche de sang, volume nominal : 500 ml, avec canule veineuse, préparation : Stabilisateur CPDA-1, avec protecteur de canule, stérile, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Type de préparation	Stabilisateur CPDA-
Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins

Dimensions

Volume nominal	500 ml
Largeur du produit	21 cm
Longueur du produit	27 cm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
--------------------	-------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	CE0123 (Tüv Süd)
Label de pureté	stérile
Apyrogène	oui
Plastifiant	Diéthylhexylphtalate (DEHP)
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	10
pièces / carton	40
Volume du carton	0,0311 cbm
Poids du produit	0,1258 kg
Poids du carton	5,6 kg
Code EAN de la boîte	4038917148450
Code EAN du carton d'emballage	4038917031424

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

