



## Description d'article

Numéro de commande	79.8701.512
Description d'article	Poche de sang, volume nominal : 500 ml, raccord : Luer Lock, préparation : Solution CTAD-1, stérile, 1 pièce(s)/blister

## Caractéristiques du produit

Type de préparation	Solution CTAD-
Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Raccord	Luer Lock

## Dimensions

Volume nominal	500 ml
Largeur du produit	21 cm
Longueur du produit	27 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

### Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical  
Certifié CE CE0123 (Tüv Süd)  
Label de pureté stérile  
Apyrogène oui  
Plastifiant Diéthylhexylphtalate (DEHP)  
Alloti oui

### Conditionnement

Minimum order qty. 10  
Type d'emballage intérieur blister  
pièces / boîte 10  
pièces / carton 40  
Volume du carton 0,0311 cbm  
Poids du produit 0,1258 kg  
Poids du carton 5,6 kg  
Code EAN de la boîte 4038917148504  
Code EAN du carton d'emballage 4038917034692

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

