



Description d'article

Numéro de commande	88.7750.400
Description d'article	Indicateur d'irradiation RadTag®, facteur d'irradiation : 25/50 Gy, pour le contrôle visible de l'intensité minimale et maximale d'irradiation pour le sang et les produits sanguins

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transfusion et perfusion
-----------------------	--------------------------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	200
pièces / boîte	200
pièces / carton	200
pièces / pallet	64800
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Volume du carton	0,0051 cbm
Poids du produit	0,0004 kg
Poids du carton	0,22 kg
Code EAN de la boîte	4038917141970
Code EAN du carton d'emballage	4038917071994

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

