



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.1000.100
Description d'article	Perce-tubulure, pour cartes-tests utilisables au plus près du patient, matériau : HD-PE, blanc
Code NACRES	NB.51

### **Caractéristiques du produit**

Version	pour cartes-tests utilisables au plus près du patient
Domaine d'application	Banque du sang

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	blanc

### **Pureté et certification**

Produit conforme à DDM ou à DIV	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Numéro de lot ou de série	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	200
pièces / carton	2000
pièces / pallet	242000
Profondeur du carton intérieur	139 mm
Largeur du carton intérieur	108 mm
Hauteur du carton intérieur	66 mm
Profondeur du carton	338 mm
Largeur du carton	228 mm
Hauteur du carton	160 mm
Volume du carton	0,0123 cbm
Poids du produit	0,0018 kg
Poids du carton	4,48 kg
Code EAN de la boîte	4038917124607
Code EAN du carton d'emballage	4038917028585

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

