



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.1000.476
Description d'article	Perce-tubulure, monté sur tube 75 x 12 mm, matériau : HD-PE, blanc, tube : PS
Code NACRES	NB.51

### **Caractéristiques du produit**

Version	monté sur tube 75 x 12 mm
Domaine d'application	Banque du sang

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	blanc
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Pureté et certification**

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Numéro de lot ou de série	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	400
Type d'emballage intérieur	pile
pièces / boîte	50
pièces / carton	400
pièces / pallet	57600
Profondeur du carton intérieur	146 mm
Largeur du carton intérieur	96 mm
Hauteur du carton intérieur	64 mm
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0,01 cbm
Poids du produit	0,0045 kg
Poids du carton	2,22 kg
Code EAN de la boîte	4038917124614
Code EAN du carton d'emballage	4038917047975

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

