



### Description d'article

Numéro de commande	95.1000.800
Description d'article	Perce-tubulure, pour tube en verre Ø 8,2 mm, matériau : HD-PE, blanc
Code NACRES	NB.51

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Banque du sang
Compatible avec	tube en verre Ø 8,2 mm

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	blanc

### Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Numéro de lot ou de série	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	216000
Profondeur du carton intérieur	191 mm
Largeur du carton intérieur	129 mm
Hauteur du carton intérieur	129 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0,016 cbm
Poids du produit	0,0018 kg
Poids du carton	4,38 kg
Code EAN de la boîte	4038917124645
Code EAN du carton d'emballage	4038917053273

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

