



Description d'article

Numéro de commande	95.1005
Description d'article	Fixation murale, pour Garrot à usage unique tournistrip®
Code NACRES	HA.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Garrot à usage unique tournistrip®
-----------------	------------------------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	métal
---------------------	-------

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Aucun dispositif médical DIV
Numéro de lot ou de série	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton intérieur
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	324
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0,0051 cbm
Poids du produit	0,21 kg
Poids du carton	0,33 kg
Code EAN de la boîte	4038917348560
Code EAN du carton d'emballage	4038917348553

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

