



## Description d'article

Numéro de commande	95.1006
Description d'article	Garrot à usage unique tournistrip® , matériau : matériau composite spécial plastique-papier, sans latex, 200 pièce(s)/distributeur
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
-----------------------	-----------------------------

## Matériau et coloris

Matériau du produit	matériau composite spécial plastique-papier
---------------------	---

## Pureté et certification

Produit conforme Æ DDM ou Æ DIV	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Sans latex	oui
Numéro de lot ou de série	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Conditionnement

Minimum order qty.	200
Type d'emballage intérieur	distributeur
pièces / boîte	200
pièces / carton	4800
pièces / pallet	201600
Profondeur du carton intérieur	181 mm
Largeur du carton intérieur	36 mm
Hauteur du carton intérieur	181 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	235 mm
Volume du carton	0,0345 cbm
Poids du produit	0,0023 kg
Poids du carton	12,43 kg
Code EAN de la boîte	4038917351003
Code EAN du carton d'emballage	4038917350990

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

