



### Description d'article

Numéro de commande	95.1007.001
Description d'article	Garrot, matériau : polyester, sans latex, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	blanc
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

### Matériau et coloris

Matériau du produit	polyester
Couleur du produit	rouge

### Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Sans latex	oui
Numéro de lot ou de série	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	200
pièces / pallet	12800
Volume du carton	0,0246 cbm
Poids du produit	0,0306 kg
Poids du carton	6,86 kg
Code EAN de la boîte	4038917124652
Code EAN du carton d'emballage	4038917030854

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

