



Description d'article

Numéro de commande	95.1007
Description d'article	Garrot, matériau : PA, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	blanc
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyamide (PA)
Couleur du produit	rouge

Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Sans latex	non
Numéro de lot ou de série	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	200
pièces / pallet	12800
Volume du carton	0,0254 cbm
Poids du produit	0,0294 kg
Poids du carton	7 kg
Code EAN de la boîte	4038917084963
Code EAN du carton d'emballage	4038917003728

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

