



Description d'article

Numéro de commande	95.1008
Description d'article	Garrot à patient unique, matériau : polymère, sans latex, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
-----------------------	-----------------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	polymère
Couleur du produit	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	25
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	500
pièces / pallet	8000
Volume du carton	0,0572 cbm
Poids du produit	0,0087 kg
Poids du carton	5,2 kg
Code EAN de la boîte	5060728810201
Code EAN du carton d'emballage	5060728810218

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

