



Description d'article

Numéro de commande	97.8700.330
Description d'article	Table d'appoint, Table d'appoint pour la collecte mobile de sang, pliable de manière rapide et simple, (L x l x h) : 40 x 55 x 73 cm
Code NACRES	LB.02

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
-----------------------	---

Dimensions

Largeur du produit	55 cm
Hauteur du produit	73 cm
Longueur du produit	40 cm

Matériau et coloris

Couleur du produit	rouge
--------------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Aucun dispositif médical | DIV
Ã DIV
Numéro de lot ou de série non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 10
Volume du carton 0,1014 cbm
Poids du produit 6 kg
Poids du carton 7 kg
Code EAN de la boîte 4028339671421
Code EAN du carton
d'emballage 4028339671414

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

