



Description d'article

Numéro de commande	87.7708.911
Description d'article	Agitateur de thrombocytes TA-2, pour env. 48 poches de sang, 60 mouvements/minute (réglable), matériau : acier inoxydable, dimensions (LxlxH) : 35 x 44,8 x 37 cm
Code NACRES	NB.79

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transfusion et perfusion
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	50 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Dimensions

Largeur du produit	44.8 cm
Hauteur du produit	37 cm
Longueur du produit	35 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit acier inoxydable

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Certifié CE CE
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 8
Volume du carton 0.15 cbm
Poids du produit 24.5 kg
Poids du carton 27.3 kg
Code EAN de la boîte 4038917140720
Code EAN du carton
d'emballage 4038917062183

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

