



Description d'article

Numéro de commande	87.7708.916
Description d'article	Incubateur de plaquettes TI-2, 22 °C +/- 0,5 °C, exempt de CFC, matériau : acier inoxydable, porte avec double vitrage, enregistreur de données graphiques, surveillance de température, position de porte et mouvement d'agitateur, dimensions (LxIxH) : 64,8 x 104,4 x 140,3 cm

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Transfusion et perfusion
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	705 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Dimensions

Largeur du produit	104.4 cm
Hauteur du produit	140.3 cm
Longueur du produit	64.8 cm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit acier inoxydable

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Certifié CE CE

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur carton

pièces / boîte 1

pièces / carton 1

pièces / pallet 1

Volume du carton 1.35 cbm

Poids du produit 156 kg

Poids du carton 164.6 kg

Code EAN de la boîte 4038917140775

Code EAN du carton
d'emballage 4038917062220

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

