



Description d'article

Numéro de commande	87.7709.025
Description d'article	Stripper, fonctionne sur batterie, avec fonction d'arrêt automatique, avec mallette de transport
Code NACRES	NB.79

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
Tension d'alimentation	240 V
Consommation d'énergie en fonctionnement	20 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz
Type de batterie	Batterie nickel-métal-hydrure

Dimensions

Largeur du produit	47 mm
Hauteur du produit	62 mm
Longueur du produit	225 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Aucun dispositif médical DIV
Certifié CE	CE
Numéro de lot ou de série	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	84
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0,0174 cbm
Poids du produit	1,896 kg
Poids du carton	2,22 kg
Code EAN de la boîte	4038917258869
Code EAN du carton d'emballage	4038917258852

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

